

seca 956 – digitális hitelesített ülőmérleg III

Formatervezés és kényelem – ezek a rendkívül stabil, lekerekített fémcsővázas típus legkiemelkedőbb szempontjai. A kényelmes ülés biztonságosan tartja a beteget, a kartámaszokat hátra-hajtva a páciens könnyen az ágyból a székbe lehet helyezni, továbbá állítható lábtámaszok segítik az egyszerű beülést. A hátsó kerekek fékezhetők, így a leülés és felállás mindig biztonságos. A szék mögött elhelyezett nagy méretű LCD-kijelző könnyen leolvasható. Ez a hálózati feszültségről és akkumulátorról egyaránt használható mobil ülőmérleg nélkülözhetetlen mérőeszköz minden kórházban, rehabilitációs központban, ortopédiai osztályon, dialízis központban, szanatóriumban, a gyerekkórházban és ott, ahol a gyerekek túlsúlyosak a csecsemő-mérleghez. A mérleghez tartozó praktikus seca 471 „zseb” a hálózati adaptert tárolja.



Jellemzők:

- Méréshatár: 200 kg
- Osztás: 100g
- Funkciók: Automatikus kikapcsolás, TARA, HOLD

seca 985 – digitális hitelesített ágy- és dialízismérleg tartozékkocsival III

A seca 985 az ágyhoz kötött betegek egyszerű és precíz mérését segíti. Nélkülözhetetlen eszköz minden dialízis- és intenzív osztályon. A beépített emelőszerkezetekkel egyszerűen és könnyedén négy mérőcellát helyezünk el az ágy kerekei alatt. Az ágy előzőleg meghatározott súlyát az előtárazás (pre-TARE) funkcióval be lehet állítani és a kijelzőn így a beteg pontos súlya jelenik meg. Hálózatkimaradás esetén a mérleg akkumulátor segítségével tárolja az előző mérési eredményeket. Használaton kívül a négy mérő-cellát a tartozékkocsin lehet tárolni.

Jellemzők:

- Méréshatár: 500 kg
- Beteg max. súlya: 250 kg
- Osztás:
- 100g < 200 kg > 200g
- Funkciók: TARA, HOLD, BMI, kritikus érték, csillapító rendszer, kg/lbs átkapcsolás
- Kiegészítők: seca 435 többfunkciós kijelző

