



**DIA-MED**

Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket  
Gyártó és Forgalmazó Kft.

2040 Budaörs Bor u. 76.  
Telefon / Fax: 06 (23) 441-293  
Rádiótel.: 06 (20) 9349-740  
[www.dia-med.hu](http://www.dia-med.hu)  
E-mail: [dia-med@t-online.hu](mailto:dia-med@t-online.hu)

## Vizsgálóágy



### Műszaki jellemzői:

- Porszórt hegesztett vázszerkezet
- Opció: Rozsdamentes acélváz
- 2 részes fekvőfelület, igényesen kárpitozott fertőtlenítőszerű műbőrrel
- Fejtámla arckivágással készül, mechanikusan állítható 40 ° ig. ( arckivágás nélkül is gyártható)
- Mérete: megrendelés szerint 1950 x 650 mm  
1950 x 750 mm  
1950 x 800 mm

Magassága: Megrendelés szerinti 700 – 900 cm-ig  
Opció: magasságállítással is.

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: VA 10/A