

# seca 285

## Digitális mérőállomás, integrált magasságmérővel



### Jellemzők:

- Hitelesített és újrakalibrálható digitális, állványos mérőállomás
- Digitális magasságmérővel
- Frankfurti vonal a fej precíz beállításához
- Intelligens funkciók
- Gumiborítású taposólap

### Műszaki adatok:

#### Mérleg:

- Méréshatár: 300 kg
- Pontosság: 50 g < 150 kg > 100 g
- Méretek: 434 x 2394 x 466 mm
- Súly: 16 kg
- Tápellátás: elemről és hálózati adatterről
- Funkciók: TARA, auto-BMI, HOLD, anya-gyerek funkció, automatikus kikapcsolás
- Kommunikáció: seca 360° wireless technológia
- Opció: seca 456 wireless USB adapter
- CE: 0109, 0123

#### Magasságmérő:

- Mérési tartomány: 30-200 cm
- Osztás: 1 mm
- Funkciók: HOLD, felhasználó által beállítható ZERO beállítás, automatikus kikapcsolás