

Rombusz prima kezelőágy



Műszaki jellemzői:

- Elektromotoros magasságállítás
- Osztott fejtámla arckivágással, lesüllyeszthető kartámaszokkal
- Osztott fekvőfelület:
- Arretáló szerkezettel emelhető medence rész
- Nyomógomb vezérlésű elektromos lábemeléssel +75° és -30° között

Megjegyzés:

A motoros vezérlésű lábemeléssel alkalmas az ágy fordított irányú használatára. Ebben az esetben a páciens fordítottan helyezkedik el az ágyon, és ekkor a láb rész háttámlaként funkcionál.

Forgalomba hozatal:

CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: RO17

