

## Vizsgáló és kezelőágy

állítható fejtámlával, fix magasságú, szinterezett acélvázzal



### Műszaki jellemzői:

- masszív hegesztett, szinterezéssel védett acélszerkezet
- fertőtlenítőszer-tűrő műbőrrel bevont igényesen kárpitozott két részes fekvőfelület, melynek színe választható
- habszivacs vastagság: 30 mm
- fejtámla állítás: arretáló mechanika segítségével 0-40° között
- fekvőfelület mérete: 1970x650 mm vagy 1970x700 mm
- magasság: megrendelés szerint 650-800 mm
- terhelhetőség: 150 kg
- opció: *eltérő magasság/eltérő fekvőfelület méret/papírlepedő tartó*

**Forgalomba hozatal:** EU Megfelelőségi Nyilatkozattal

**Rendelési szám:** VA10