

## seca 877 digitális hitelesített személymérleg mobil használatra III

- Anya/gyermek funkció csecsemők gond nélküli mérésére
- Nagy alapterület és állítható talpak a stabilitás érdekében
- Könnyen szállítható
- Elemes működésű

### Jellemzők:

- Méréshatár: 200 kg
- Osztás: 100 g < 150 kg > 200 g
- Mérleg mérete: 313 x 58 x 315 mm
- Tömege: 3,6 kg
- Áramellátás: elemről
- Funkciók: 2 az egyben (anya/gyermek funkció), rálépésre automatikus bekapcsolás



## seca 899 digitális hitelesített személymérleg független vezetékes kijelzővel III

- Hordozható kivitel
- Külön kijelző, melynek a dőlésszöge fokozatmentesen állítható
- Könnyen leolvasható 20 mm magas LCD kijelző

### Jellemzők:

- Méréshatár: 200 kg
- Osztás: 100 g < 150 kg > 200 g
- Mérleg mérete: 313 x 58 x 315 mm
- Kijelző mérete: 205 x 75 x 48 mm
- Tömege: 3,9 kg
- Áramellátás: normál AA tartós elem, opcionális hálózati adapter
- Kábel hossza: 2,25 m
- Funkciók: BMI, TARE, HOLD, automata kikapcsolás

