

Állítógép



Rendeltetése: Fekvőhelyzetű páciens álló helyzetbe történő állítása.

Műszaki jellemzői:

Hossza: 2000 mm (A páciens magasságához állítható hosszúság, mely marokcsavarokkal rögzíthető)

Szélessége: ~ 800 mm

Fekvőfelület szélessége: 700 mm

Kerekek: Ø 100 mm önbeállóak és fékezhetőek.

Fejtámlája és lábtartója a páciens magasságához mechanikusan állítható és marokcsavarral rögzíthető.

Működtetése: ~ 230 V / = 24 V – os un. Actuátorral, mely gombnyomásra felfelé és lefelé vezérelhető.

Szögelfordulása: fokozat nélkül 90° -ig.

Vázszerkezet: beégetett festéssel védett hegesztett acélszerkezet.

Fekvőfelülete: Fertőtlenítőszer tűrő műbőrrel igényesen kárpitozott habszivacs matrac.

Hevederei: 2 rögzített pozíciójú, a medence heveder (sárga) állítható magasságú.

Foglalkoztató asztal: rozsdamentes acél egyenesbevezetéssel készül, a lap fehér mosható fertőtleníthető kivitelű. Az asztalka függőleges és vízszintes irányban is állítható és rögzíthető a páciens magasságához illeszkedve.

Forgalomba hozatal:
CE Megfelelőségi Nyilatkozattal.

Rendelési szám: JK13

