

Rozsdamentes acél műszerkocsi

2 oldali integrált tolórúddal, 2 polccal
(600x400x900 mm)



Műszaki jellemzői:

- Ø75 mm átmérőjű önbeálló kerekek, melyek közül 2 db fékezhető kivitelű
- rozsdamentes acélból hegesztett vázszerkezet
- 2 db rozsdamentes acél polc
- felső polc magassága: 900 mm
- alsó polc magassága: 150 mm
- 2 oldali integrált tolórúddal
- teljes terjedelmében mosható, fertőtleníthető kivitel
- mérete: 600x400x900 mm

Forgalomba hozatal: Gyártói nyilatkozattal

Rendelési szám: MK10