

## Vizsgálóasztal Béta



### Műszaki jellemzői:

- Hegesztett beégetett festéssel védett acélszerkezet (~200 x 65 x 75cm)
- 4 fékes kerék
- Osztott fejtámla arckivágással, a kartartók mindkét oldalon lesüllyeszthetők
- Állítása gázdugattyú segítségével a vízszintestől felfelé ~30°-ig lefelé ~60°-ig

**Forgalomba hozatal:** CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: VA16