

## Szanatóriumi ágyak



**Szanatóriumi ágy, 2 részre osztott fix magasságú fém vázszerkezettel,**

Mechanikusan 0°-tól 50°-ig 6 pozícióba állítható fejrészsel, fém ágyráccsal, bükk laminált bútorlap burkolattal, fejtámlával, lábvéggel, **mindkét oldalon magasságban állítható fém oldalkorláttal.**

Fekvőfelület: 900 x 2000mm

Magassága: 450mm (matrac nélkül)

Mobil görgős kivitelben, nagyméretű, könnyű mozgatású fékezhető görgőkkel szerelve  
Rendelési szám: **KSZ26**

**Szanatóriumi ágy, 2 részre osztott fix magasságú fém vázszerkezettel**

Mechanikusan 0°-tól 50°-ig 6 pozícióba állítható fejrészsel, fém ágyráccsal, bükk laminált bútorlap burkolattal, fejtámlával, lábvéggel, **mindkét oldalon magasságban állítható fa oldalkorláttal**

Fekvőfelület: 900 x 2000mm

Magassága: 450mm (matrac nélkül)

Mobil görgős kivitelben, nagyméretű, könnyű mozgatású fékezhető görgőkkel szerelve  
Rendelési szám: **KSZ27**



Az ágyhoz inkontinencia matrac rendelhető  
900 x 2000 x 120mm

**Rendelési szám: KSZ28**