



DIA-MED
Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft.



2040 Budaörs Bor u. 76.
Telefon / Fax: 06 (23) 441-293
Rádiótel.: 06 (20) 9349-740
www.dia-med.hu
E-mail: dia-med@t-online.hu

Univerzális vizsgáló- és kezelőágy belgyógyászati és nőgyógyászati vizsgálathoz



Műszaki jellemzői:

- Méretei: - Hossza: 2000 mm
 - Szélessége: 650 mm
 - Magassága: 600-900 mm között
- Fehér beégetett festéssel védett, hegesztett acélszerkezet, 4 fékes kerékkel szerelve
- Fekvőfelületei igényesen kárpitozott műbőrből készülnek, melyek vizeletnek, vérnek, fertőtlenítőszernek ellenállnak.
- Elektromotoros részegység vezérlések: a.) Magasságemelés 600-900 mm között
 b.) Ülésbillenés vízszintes – 35° között
 c.) Háttámla emelés vízszintes – 75° között
- Fejtámlája arckivágással készül, mely arretáló mechanikával, felfelé több fokozatban állítható (mechanikus állítás)
- Egyéb részegységek: - nőgyógyászati lábtartó
 - rozsdamentes-acél kiemelhető tálka

Opció:

- infúziós állvány, rozsdamentes-acélből
- görgős magasságállítású vizsgálószék
- papírlepedő tartó + papírlepedő

Megjegyzés: A berendezés rendszeres, napi karbantartást nem igényel.

Garancia: 1 év

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: NV11