



**DIA-MED**

Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket  
Gyártó és Forgalmazó Kft.

2040 Budaörs Bor u. 76.  
Telefon / Fax: 06 (23) 441-293  
Rádiótel.: 06 (20) 9349-740  
www.dia-med.hu  
E-mail: dia-med@t-online.hu

## **seca 635 – Digitális hitelesített (III) multifunkciós lapmérleg**



- Nagy teherbírás, mérési határ 300kg!
- Kábelesen elkülönített kijelző és vezérlőegység, amit akár falra is lehet szerelni
- Integrált BMI-funkció

### **Technikai adatok:**

- Teherbírás: 300kg
- Beosztás: 100g < 200kg > 200g
- Platform: 560 x 55 x 560mm
- Önsúly: 14.4kg
- Áramellátás: akkumulátor, igény esetén hálózati adapter
- Kábelhossz: 2.3m
- Funkciók: auto kikapcsolás, pre-TARE, memória, HOLD, BMI, lbs/kg/sts váltás
- Opciók: RS232 adapter seca460, kijelző állvány seca472, hálózati adapter seca447