

Medikai kocsi gyógyszerosztó funkcióval



Rendeltetése: kórházi osztályon, klinikán, idősek otthonában alkalmazható praktikus kivitelű kocsi.

Váza: rozsdamentes acélváz

Fiókjai: Teljesen kihúzható, jól tisztítható rozsdamentes acélból műanyagból készültek. A fiókokban tetszőleges méretű kiemelhető rekeszválaszfalak segítik a gyógyszerek rendezett, áttekinthető tárolását.

Tetőlapja: Formatervezett 3 oldalon galériás kivitelű.

Kerekei: Ø 75 mm-esek, kettő fékes, kettő nem fékes

Tolórúdja: rozsdamentes acél

Hulladéktároló: billenőtetős, szükség esetén egyszerűen leemelhető.

Mérete: 640 x 400 x 1000 mm

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: MK17

