

## Rombusz háttámlás kezelőágy elektromos magasság- és hidraulikus háttámla állítással (2 részes kivitel)



### Műszaki jellemzői:

- Ø50 mm-es duplasoros kerekei fékezhető kivitelűek, melyek nagy stabilitást biztosítanak
- szinterezéssel védett, masszív hegesztett acélszerkezet
- fertőtlenítőszer-tűrő műbőrrel bevont igényesen kárpitozott két részes fekvőfelület, melynek színe választható
- habszivacs vastagság: 30 mm
- háttámla állítás (*döntés*): gázdugattyú segítségével 0-70° között a kívánt pozícióban történő rögzítéssel, fokozatmentesen
- fix lábrész
- magasságállítás: ~230/24 V feszültségről működő aktuátor segítségével 600-900 mm között fokozatmentesen kézivezérlővel
- fekvőfelület mérete: 1970x650 mm vagy 1970x700 mm
- terhelhetőség: 160 kg
- opció: *lábkapcsoló/eltérő fekvőfelület méret/papírlapedő tartó*

**Forgalomba hozatal:** CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

**Rendelési szám:** RO15