

## Betegszállító kocsi fix magasságú



### Műszaki jellemzői:

- Ø200 mm átmérőjű kerekek, melyből 2 db totálfékes/irányfékes/önbeálló, 2 db pedig önbeálló/totálfékes kivitelű
- szinterezéssel védett, masszív hegesztett acélszerkezet
- fertőtlenítőszer-tűrő műbőrrel bevont igényesen kárpitozott két részes fekvőfelület, melynek színe választható
- habszivacs vastagság: 30 mm
- fejtámla állítás: 0-45°-ban arretáló mechanika segítségével
- 2 db a kocsi fekvőfelülete mellé lecsúsztható oldalkorlát
- 1 db toló fogantyú a fejrésznél
- 4 db terelőgörgő
- két oldali infúziótartó
- fekvőfelület mérete: 1970x700 mm
- magasság: 750 mm
- terhelhetőség: 160 kg
- opció: *infúziós állvány*

**Forgalomba hozatal:** CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

**Rendelési szám:** FK10