

## ropimex® FG95 típusú mobil térelválasztó-rendszer



**Rendeltetése:** Kórházi, szanatóriumi ágyak térelválasztása az intimszféra védelmére

**Részei:** eloxált alumíniummal védett lesúlyozott nagy teherbírású váz (billenésbiztos)

Kerekei: 2 fékes 2 nem fékes önbeálló kivitelűek

A kocsin hossz- és keresztirányban lehet térelválasztó függönyöket felszerelni, teleszkópos függönytartó rudakra

**Függönyök:** széles színválasztékban, nehezen éghető (tanúsítással ellátott) egészségügyi intézményekben használatos kivitel

Rendelhető hosszirányú és keresztirányú függönytartó rendszerrel.

**Függönyszínek:** lila, püspöklila, sárga, bézs, barack, azúrkék, világoskék, fehér, világoszöld, rózsaszín

