

Rombusz kezelőágy standard

állítható fejtámlával, elektromos magasságállítással
(2 részes kivitel)



Műszaki jellemzői:

- Ø50 mm-es duplasoros kerekei fékezhető kivitelűek, melyek nagy stabilitást biztosítanak
- szinterezéssel védett, masszív hegesztett acélszerkezet
- fertőtlenítőszer-tűrő műbőrrel bevont igényesen kárpitozott két részes fekvőfelület, melynek színe választható
- habszivacs vastagság: 30 mm
- fejtámla közepén orrslicc kialakítással vagy anélkül
- fejtámla állítás: gázrugó segítségével $\pm 35^\circ$ között a kívánt pozícióban történő rögzítéssel, fokozatmentesen
- magasságállítás: ~230/=24 V feszültségről működő aktuátor segítségével 600-900 mm között fokozatmentesen kézivezérlővel
- fekvőfelület mérete: 1970x650 mm vagy 1970x700 mm
- terhelhetőség: 160 kg
- opció: *lábkapcsoló/eltérő fekvőfelület méret/papírlapedő tartó*

Forgalomba hozatal: EU Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: RO10