

## SUBAQUALIS BORDÁSFAL

### Rendeltetése:

A vízi-bordásfal a hidroterápia egyik legfejlettebb gyógyászati eszköze. A berendezés segítségével a víz felhajtó erejének kihasználásával, tehermentesített testhelyzetben speciális tornasorok végezhetők.

### Műszaki jellemzők:

Anyaga rozsdamentes acél. Kivitele a tornatermi bordásfaléval szinte azonos megjelenésű. A vízi-bordásfal 2/3 része a medence vizébe merül. Rögzítésről az egyenes bevezetés valamint a támasztólábak gondoskodnak. A bordásfal két zártszelvény oszlopa között "cső létra-fokok" kerülnek behegesztésre.

### Referenciák Magyarországon:

ORFI, OORI, SZOTE, Balf Gyógyfürdő Kórház,  
Aquincum Szálló, Hotel Aqua - Thermal Hévíz,  
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő, Visegrád



### Kalaptartó:

Elnevezését az azonos jelentésű tárgytól kölcsönözte. Lehetővé teszi a gravitációs- és felhajtóerő által képzett erőter szabályozását a subaqualis tornában.

### Létra:

Anyaga polírozott rozsdamentes acél. Dőlésszöge fokozatmentesen szabályozható. Így a víz felhajtóerejét hasznosítjuk a tehermentesítésnél. Az ütészálló polisztirolból készült görgősorok a páciens felfekvésének komfortérzetét növelik. Nem tartozék — külön rendelhető egység, mely a vízi terápiánál a kezelőágy feladatát látja el.

### Oldalkapaszkodó:

Az oldalkapaszkodók biztonsági oldható kötéssel kapcsolódnak a bordásfal fokaihoz. Helyzetük függőleges és vízszintes irányban egyaránt változtatható. Feladata a páciens testének a víz színére történő fölfektetése.

### Forgalomba hozatal:

CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

### Rendelési szám:

FI 24