

seca 465 / seca 466 – vezeték nélküli analízis és méréseredmény nyomató



- Vezeték nélküli hálózati kapcsolat a seca360° rendszer segítségével
- A mérések analízálása és grafikus megjelenítése
- Magasság és szélesség összehasonlítása
- Gyermekek eredményeinek kifejezése százalékos formában
- Hőpapíros (seca466) vagy hőpapíros és címkés (seca465) nyomtatás
- Testzsír arány (BFR), nyugalmi anyagcsere és teljes energiafelhasználás meghatározása
- Testtömeg-index (BMI) mérés egy gombnyomásra
- A nyomtatvány könnyen testre szabható a seca szoftverrel

Technikai adatok:

- Méret: 106.68mm x 104.14mm x 180.34mm (seca466)
106.68mm x 116.84mm x 170.18mm (seca465)
- Súly: 1kg (seca466), 0.8kg (seca465)
- Kapcsolat seca360°rendszer segítségével
- Nyomtatási sebesség: 80mm/perc
- Nyomtatási szélesség: 48mm
- A nyomtató minden más seca360°rendszerbe tartozó eszközzel kompatibilis
- Tartozékok: SD smart kártya, adapter, SD kártyaolvasó, 1 tekercs hőpapír + címke (seca466)