

Elektroterápiás kezelőágy



- **A váz anyaga** lakkozott fenyő
- **Fekvőfelülete** igényesen kárpitozott fertőtlenítőszer tűró műbőr
- **Fejtámlája** a vízszintestől felfelé ~ 40 ° - ban arettáló mechanikával állítható.

Méretei: Hossza 1950 mm
 Szélessége 700 mm
 Magassága 750 mm

Terhelhetősége: 150 kg.

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: VA12