

## Szennyegyűjtő kocsi

rozsdamentes acélvázsal  
(1 zsákos kivitel)



### Műszaki jellemzői:

- Ø75 mm átmérőjű önbeálló kerekek, melyek közül 2 db fékezhető kivitelű
- rozsdamentes acélból hajlított vázszerkezet
- fehér színű, strapabíró műanyag kocsi alaplapp
- műanyag fedéllel ellátott zsáktartó keret, melynél a zsákot gumigyűrű szorítja a kerethez
- teljes terjedelmében mosható, fertőtleníthető kivitel
- mérete: 360x360x900 mm

**Forgalomba hozatal:** Gyártói nyilatkozattal

**Rendelési szám:** SZK10