









Handi-Emelőhevederek



- Emelőhevederes megoldások minden igény kielégítésére
- Kényelmes ülő- vagy fekvő testtartás
- Emelőhevederek rendelhetők fejtámasszal vagy anélkül
- Vízbeemelő hevederek fürdetéshez
- A természetes szükség elvégzésére a hevederek nyitottak
- A hevederek minden Handi-Move gyártmánnyal kompatibilisek
- Különleges megoldások sajátos igények kielégítésére



Adatok

Standard emelőheveder	Fejtámasz nélküli emelőh.	Libelle™ emelőheveder	Libelle™ emelőh. + fejtámasz
			
<ul style="list-style-type: none"> • Univerzálisan használható • A fenék szabadon marad • Felfüggesztés 2 vagy 4 ponton • Párnázott lábtartók, a lábat érő nyomás enyhítésére (lábtartók párnázás nélkül is kaphatók) • Öblös 	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzálisan használható • A fenék szabadon marad • Felfüggesztés 2 vagy 4 ponton • Párnázott lábtartók, a lábat érő nyomás enyhítésére (lábtartók párnázás nélkül is kaphatók) • Öblös 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideális vécézésre • A fenék és az alsó hát rész szabadon marad • Egyszerű felhelyezés • Felfüggesztés 2 ponton • Párnázott lábtartók • Szövet- és hálószerkezet keveréke • Fürdetéshez is használható 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideális vécézésre • A fenék és az alsó hát rész szabadon marad • Egyszerű felhelyezés • Felfüggesztés 1 vagy 2 ponton • Párnázott lábtartók • Szövet- és hálószerkezet keveréke • Fürdetéshez is használható
«Cocon» emelőheveder	Járásgyakorló heveder	Amputációs heveder (1 láb)	Amputációs heveder (2 láb)
			
<ul style="list-style-type: none"> • Biztonságos érzés • A fenék szabadon marad • Felfüggesztés 2 ponton • Holdformájú fejtámasz • Párnázott lábtartók • Öblös 	<ul style="list-style-type: none"> • Tehermentesített járás gyakorlására • Csúszásmentes bélés • Tépőzárral állítható • Alkalmazható • Victor mobil lifttel és HM2500 Mennyezeti csúszólifttel • Ágyékpánttal ellátott 	<ul style="list-style-type: none"> • Amputált lábú betegek részére • A fenék szabadon marad • Felfüggesztés 4 ponton • Párnázott lábtartók • Öblös 	<ul style="list-style-type: none"> • Speciális heveder kialakítás két láb hiányának esetére • Felfüggesztés 4 ponton • Öblös

Áttekintés	kontúr fejtámasz	6 pántos fejtámasz	hálós anyag	sima anyag	párnázott	nem párnázott	XS	S	M	L	XL
Standard	•		•		•		3433	3430	3431	3432	3434
		•	•			•	3435	3436	3437	3438	3439
		•		•				3423	3424	3425	
			•		•			3480	3481	3482	
			•			•		3483	3484	3485	
				•		•		3486	3487	3488	
«Cocon»	•		•		•			3450	3451	3452	
Libelle™			•		•		3474	3460	3461	3462	3475
Fürdés (pvc)							3476	3463	3464	3465	3477
Alacsony hát			•		•			3490	3491	3492	
Libelle™		•	•		•			3414	3415	3416	
Toldható									3466		
Fürdés (pvc)		•				•		3417	3418	3419	
Járásgyakorló heveder								3470	3471	3472	
Ülés (pvc)									3473		
Amputációs - 1 láb			•		•			3493	3494	3495	
Amputációs - 2 láb			•			•			3496		
„Második bőr”	•			•	•		3443	3444	3445	3446	3447