



DIA-MED

Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket
Gyártó és Forgalmazó Kft.

2040 Budaörs Bor u. 76.
Telefon / Fax: 06 (23) 441-293
Rádiótel.: 06 (20) 9349-740
www.dia-med.hu
E-mail: dia-med@t-online.hu

seca 417 – Csecsemő hossz mérő



- Egyszerűen és gyorsan kezelhető mérőeszköz
- Összecsukható, kis helyigényű
- Nagy szilárdságú anyagból készül, hosszú élettartamú
- Könnyen tisztítható és fertőtleníthető

Műszaki jellemzők:

- Méréshatár: 10-100cm
- Osztás: 1mm
- Mérete: 1110 x 115 x 333mm, összecsukva: 577 x 115 x 333mm
- Önsúly: 1,6kg