

# seca 700

## Mechanikus, állványos mérleg



### Jellemzők:

- Nem hitelesített és nem is hitelesíthető
- Mechanikus
- Állványos
- Gumiborítású taposólap
- Masszív, robusztus
- Vízszintezhető
- Mérlegre szerelhető magasságmérő
- Görgők révén gurítva is szállítható

### Műszaki adatok:

- Méréshatár: 220 kg
- Pontosság: 50 g
- Méret: 520 x 1556 x 520 mm
- Súly: 16,2 kg
- Funkciók: reset-to-zero funkció
- Opció: seca 220 mérlegre szerelhető magasságmérő
- CE: 0123