



DIA-MED

Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket
Gyártó és Forgalmazó Kft.

2040 Budaörs Bor u. 76.
Telefon / Fax: 06 (23) 441-293
Rádiótel.: 06 (20) 9349-740
www.dia-med.hu
E-mail: dia-med@t-online.hu

Rombusz kezelőágy osztott fejtámlával és osztott fekvőfelülettel (5 részes kivitel)



Kivitel:

- Gördíthető szinterezett vázszerkezet, fixálható lábakkal
- Elektromotoros magasságállítás
- Fejrésze rombusz alakú orrnyílással lesüllyeszthető kartartóval, amely kiforgatható
- Fejrésze lefelé 90°-ig, felfelé 30°-ig gázrugóval állítható
- Lábrésze felfele irányban gázrugóval állítható

Mérete:

Hossz: 2050mm

Szélesség: 650mm



Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: RO13