

Súlyfürdő kocsi



Rendeltetése:

- A súlyfürdő kezeléshez szükséges részegységek áttekinthető tárolása, vizes súlyfürdő övek, bokasúlyok szárítása.

Műszaki kivitele:

- Rozsdamentes hegesztett váz
- Rekeszek a súlyok rendezett tárolására
- Kihúzható fiók a kezelőlapok befogadására
- Akasztófülek a vizes alkatrészek felfüggesztésére
- A helyváltoztatást önbeálló kerekek segítik, melyekből 2 db fékes kivitelű

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: FI11