

## Rozsdamentes acél klinikai mobília (1+2 fiókos)



**Anyaga:** szálcsiszolt rozsdamentes acél

**Részei:** Felső fiók mely 90 % - ig kihúzható  
Alsó fiók perforált rozsdamentes acéллеmezből készül.

**Méretek:** Hossza: 800 mm  
Szélessége: 400 mm  
Magassága ~ 830 mm

**Kerekei:** 2 fékes, 2 nem fékes önbeálló, Ø 75 mm kivitelűek.

**Tolórúd:** Készülhet 1 vagy kétoldali kialakítással.

**Gyártás:** Egyedi méretek szerint is rendelhető.

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal.

Rendelési szám: MK21