



DIA-MED

Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket
Gyártó és Forgalmazó Kft.

2040 Budaörs Bor u. 76.
Telefon / Fax: 06 (23) 441-293
Rádiótel.: 06 (20) 9349-740
www.dia-med.hu
E-mail: dia-med@t-online.hu

seca 216 – Falra szerelhető magasságmérő

Tulajdonságok:

- Két különböző méréshatár
- Az értékek könnyű leolvasása
- Állítható fej pozícionáló
- Igény szerinti két mértékegység
- Egyszerű összeállítás

Technikai adatok:

- Méréshatár: 138cm, állítható 3.5-230cm
- Beosztás: 1mm
- Méret: 120 x 1500 x 217mm
- Tömeg: 1.7kg

