

Járásgyakorló korlát (helytakarékos kivitel)



Műszaki kivitele:

- Rozsdamentes acél talpakra rögzített korlátrendszer
- Mérete: Hossza: 3000 mm
Szélessége szimmetria tengelyében: 700 mm
- Magasságállítása: 650 - ~900 mm fokozatmentesen marokcsavaros rögzítéssel

Mit jelent a helytakarékos kivitel?

A párhuzamos korlátokat – a marokcsavarok oldása után – egymás mellé lehet hajtani, így összezsukott állapotban csak 400 mm széles helyet foglal el.



Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: JK12