


Vizsgáló- és kezelőágy



Műszaki jellemzői:

- masszív hegesztett, beégetett műanyagfestéssel ellátott acélszerkezet
- fertőtlenítőszer-tűrő műbőrrel bevont igényesen kárpitozott két részes fekvőfelület, melynek színe választható
- habszivacs vastagság: 30 mm
- fejtámla állítás: arretáló mechanika segítségével 0-40° között
- magasság: megrendelés szerint 650-800 mm
- fekvőfelület mérete: 1970x650 mm vagy 1970x700 mm
- terhelhetőség: 160 kg
- opció: *eltérő fekvőfelület méret/papírlapedő tartó*

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: VA10 – *beégetett festésű acélvázzal*

VA10A – *beégetett festésű acélvázzal, arckivágással*

VA11 – *rozsdamentes acélvázzal*

VA11A – *rozsdamentes acélvázzal, arckivágással*