

### seca 645 – Multifunkciós hitelesített (III) kapaszkodós mérleg

Különösen alacsony, ezáltal könnyen elérhető mérőfelülettel felszerelt, stabil kapaszkodóval ellátott mérleg. Ez a kivitel garantálja a túlsúlyos páciensek biztonságos és kényelmes mérését. A ráépített kapaszkodó biztonságot nyújt a páciensnek a mérés folyamán. A nagyméretű mérőfelületnek köszönhetően széket is elhelyezhetünk a teherlapon. A pre-TARE funkció automatikusan levon egy eltárolt tömeget (pl. szék) a nettó súly meghatározásához. A mérleg nem helyhez kötött, mobilitását a beépített akkumulátor valamint kerekei biztosítják. Mikor a mérleget nyomtatóhoz csatlakoztatjuk (opció), akkor a mért eredményeket a keltezés feltüntetésével kinyomtatja.



- **Terhelhetőség:** 300kg
- **Osztás:** 100g < 200kg > 200g
- **Funkciók:** automata kikapcsolás, pre-TARE, TARE, HOLD, BMI, csillapítás, méréstartomány-váltás, forgatható kijelző
- **Opció:** RS232 csatlakozó seca460, seca223 magasságmérő