

Rombusz speciális kezelőágy osztott fejtámlával és fekvőfelülettel elektromos magasságállítással (5 részes kivitel)



Műszaki jellemzői:

- Ø50 mm-es duplasoros kerekei fékezhető kivitelűek, melyek nagy stabilitást biztosítanak
- szinterezéssel védett, masszív hegesztett acélszerkezet
- fertőtlenítőszer-tűrő műbőrrel bevont igényesen kárpitozott öt részes fekvőfelület, melynek színe választható
- habszivacs vastagság: 30 mm
- fejtámla osztott kivitelű, közepén orrsliccel
- kartámaszok pozíciója az arretáló karok segítségével süllyeszthető-emelhető
- fejtámla állítás: fejtámla állítás: gázdugattyú segítségével $\pm 35^\circ$ között a kívánt pozícióban történő rögzítéssel, fokozatmentesen
- medencerész állítás: ~230/24 V feszültségről működő aktuátor segítségével $0-30^\circ$ között fokozatmentesen kézivezérlővel
- láb rész állítás: arretáló mechanika segítségével fokozatonként $0-30^\circ$ között
- magasságállítás: ~230/24 V feszültségről működő aktuátor segítségével 600-900 mm között fokozatmentesen kézivezérlővel
- fekvőfelület mérete: 1970x650 mm vagy 1970x700 mm
- terhelhetőség: 160 kg
- opció: *lábkapcsoló/eltérő fekvőfelület méret/papírlapedő tartó*

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: RO14