

## Bobath kezelőágy

elektromos magasságállítással  
(190x120 cm-es fekvőfelület)



### Műszaki jellemzői:

- kerekei duplasoros fékezhető kivitelűek, melyek nagy stabilitást biztosítanak
- szinterezéssel védett, masszív hegesztett acélszerkezet
- fertőtlenítőszer-tűrő műbőrrel bevont igényesen kárpitozott egy részes fekvőfelület, melynek színe választható
- habszivacs vastagság: 30 mm
- magasságállítás: ~230/=24 V feszültségről működő aktuátor segítségével 450-850 mm között fokozatmentesen kézi vezérlővel
- fekvőfelület mérete: 1900x1200 mm
- terhelhetőség: 200 kg
- opció: *lábkapcsoló/eltérő fekvőfelület méret*

**Forgalomba hozatal:** EU Megfelelőségi Nyilatkozattal

**Rendelési szám:** RO19