

## Rombusz kezelőágy osztott fejtámlával hidrauliks magasságállítással (4 részes kivitel)



### Műszaki jellemzői:

- Ø50 mm-es duplasoros kerekei fékezhető kivitelűek, melyek nagy stabilitást biztosítanak
- szinterezéssel védett, masszív hegesztett acélszerkezet
- fertőtlenítőszer-tűrő műbőrrel bevont igényesen kárpitozott négy részes fekvőfelület, melynek színe választható
- habszivacs vastagság: 30 mm
- fejtámla osztott kivitelű, középen orrsliccel
- kartámaszok pozíciója az arretáló karok segítségével süllyeszthető-emelhető
- fejtámla állítás: fejtámla állítás: gázdugattyú segítségével  $\pm 35^\circ$  között a kívánt pozícióban történő rögzítéssel, fokozatmentesen
- magasságállítás: hidraulikus munkahenger révén, lábpedál segítségével 600-900 mm között
- fekvőfelület mérete: 1970x650 mm vagy 1970x700 mm
- terhelhetőség: 160 kg
- opció: *eltérő fekvőfelület méret/papírlapedő tartó*

**Forgalomba hozatal:** CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

**Rendelési szám:** RO22