

HANDI-MOVE MODEL 3473

## Fürdetőszék PVC

Kényelmesen a vízben



- Kivágások, hogy a víz könnyen kifolyhasson
- Felveszi a kád alakját
- Megerősített ülőfelület és háttámasz
- Állítható függesztőhossz



Méreték és adatok

- A ..... 38 / 14.96 (cm / inch)
- B ..... 58 / 22.83
- C ..... 65 / 25.59
- D ..... 38 / 14.96
- E ..... 101 / 39.76
- F ..... 60 / 23.62
- G ..... 41 / 16.14
- H ..... 60 / 23.62

Anyaga:  
PVC, poliészter, műanyag

Max. terhelhetőség:  
120 kg / 265 lbs

