

Medikai kocsi 1 fiókos



Műszaki jellemzői

- Rozsdamentes acél váz
- Formatervezett galériás tetőlap, fehér vákuumszívott műanyagból
- 100%-ban kihúzható jól tisztítható műanyag fiók
- Alsó polca szálcsiszolt rozsdamentes acélból készül
- Kerekei Ø 75mm-esek, 2 fékezhető
- Tolórúdja rozsdamentes acélcső

Méretei:	Hossza:	645 mm
	Szélessége:	400 mm
	Magassága:	900 mm

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: MK15