



DIA-MED

Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket
Gyártó és Forgalmazó Kft.

2040 Budaörs Bor u. 76.
Telefon / Fax: 06 (23) 441-293
Rádiótel.: 06 (20) 9349-740
www.dia-med.hu
E-mail: dia-med@t-online.hu

Rombuszágy osztott fejtámlával, hidraulikus magasságemeléssel



Műszaki jellemzői:

- Hegesztett beégetett festéssel védett acélszerkezet
- Precíziós hidraulikus munkahenger végzi az emelést, kétoldali pedálrendszerrel
- Magasság állítása: 600-900 mm között, de igény esetén más tartományban is állítható
- Kerekei duplasoros nagy teherbírású fékes önbeálló kerekek

Fekvőfelülete:

Fejtámla osztott kivitelű, arckivágással ellátott, két oldalán süllyeszthető kartartókkal. A fejtámla állítása gázdugattyúval lehetséges $\pm 35^\circ$ -ban. Kartartók süllyeszthetők és arretáló karral rögzíthetők.

Egyéb jellemzők:

Nagy stabilitás, hosszú élettartam.

Mérete: hossza **1970mm**, szélessége **650-700-800mm** rendelés szerint.

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal.

Rendelési szám: RO15