

seca 677 – Digitális hitelesített (III) kerekesszék mérleg

- Kényelmes és egyszerű kezelhetőség
- Stabil felhajtási és rögzítési lehetőségek
- Stabil kivitel, csúszásmentes mérőfelület
- Összehajtható, könnyen hordozható és helytakarékos
- pre-TARE funkcióval és memóriával
- Egyetlen gombnyomással átküldhető az eredmény egy vezeték nélküli nyomtatóra, vagy számítógépre



Technikai adatok:

- Terhelhetőség: 300kg
- Beosztás: 100g < 200kg >200g
- Méretek: 920 x 1120 x 1150mm
- Platform: 760 x 55 x 930mm
- Önsúly: 38kg
- Adatkapcsolat: seca360° technológiával
- Funkciók: TARE, pre-TARE, HOLD, auto-HOLD, BMI, auto-CLEAR, auto méréshatár állítás, Send/Print
- RS232 kompatibilitás