

### seca 717 – digitális hitelesített csecsemőmérleg III

A mérleg nagy méretű, könnyen leolvasható LCD-kijelzőjével az innovatív technológiát ötvözi a formatervezett kialakítással. 2 grammos osztása miatt a legkisebb súlyváltozást is érzékeli. A mérlegre szerelhető seca 231 segítségével a csecsemő hossza azonnal leolvasható.



#### Jellemzők:

- Mérehatár: 15 kg
- Osztás: 2 g < 6 kg > 5 g
- Funkciók: kikapcsolás, TARA, HOLD
- Áramellátás: tápegységgel
- Kiegészítők: seca 231 csecsemő hosszsmérő, seca 425 hordtáska,

### seca 757 – digitális hitelesített csecsemőmérleg III

Nagyméretű, kényelmes bölcsővel felszerelt csecsemőmérleg, különleges csillapító rendszerrel és HOLD funkcióval, hogy a babát mozgolódás közben is könnyen lemérhessük. Nagy méretű kijelzőjéről a mérés eredményét könnyen leolvashatjuk. Egyszerűen kezelhető, beépített RS232 csatlakozójával könnyen csatlakoztatható számítógéphez.

#### Jellemzők:

- Mérehatár: 15 kg
- Osztás: 5 g
- Funkciók: TARA, HOLD, RS232 csatlakozás
- Áramellátás: elem/tápegység
- Kiegészítők: seca 425 hordtáska  
seca 451 csatlakozó kábel

