

## Sebészeti vizsgáló 5 részes



### Műszaki jellemzők:

- Hegesztett formatervezett acélszerkezet  $\varnothing 150\text{mm}$  központi fékes kerekkel szerelve (szerkezeti acél porszórva vagy rozsdamentes acél)
- Magasságállítás: hidraulikával vagy motoros vezérléssel (opció)
- Fejtámla állítása gázdugattyúval ( $\pm 45^\circ$ )
- Háttámla állítás motorral  $85^\circ - 45^\circ$  között
- Ülőlap döntés (Trendellenburg / antitrendellenburg:  $12^\circ - 30^\circ$  között)
- Lábrész állíthatósága:  $+20^\circ - 90^\circ$  gázdugattyúval

### Egyéb jellemzők:

- Vezérlés: ( $\sim 230/24\text{V}$ -os) nyomógombok megnyomásával
- Fekvőfelület vezetőképes varrás nélküli matracok, melyek lecsatolhatók, moshatók, fertőtleníthetők.

**Forgalomba hozatal:** CE Megfelelőségi Nyilatkozattal  
**Rendelési szám:** SEB10