

Kombinált járásgyakorló



Az eszköz: a mozgásszervi rehabilitáció kiváló eszköze

Váza: beégetett festéssel védett acélváz

Járófelülete: csúszásmentes sportpadló

Kapaszkodó korlátai rozsdamentes acélból készültek.

Magassága 650-900 mm között 50 mm-es osztással állíthatók. A korlátok egymás közti távolságát 200 – 200 mm-es méretben fokozatmentesen tudjuk állítani. A beállított pozíciót marokcsavarok rögzítik.



Méretei: Hossza(teljes hossza lejtő + lépcsőfok): 3500 mm
Szélesség: 800 mm

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: JK11