

seca 959 – digitális hitelesített ülőmérleg

Formatervezés és kényelem – ezek a rendkívül stabil, lekerekített fémcsövázás típus legkiemelkedőbb szempontjai. A kényelmes ülés biztonságosan tartja a beteget, a kartámaszokat hátrahajtva a páciens könnyen az ágyból a székbe lehet helyezni, továbbá állítható lábtámaszok segítik az egyszerű beülést. A hátsó kerekek fékezhetők, így a leülés és felállás mindig biztonságos. A szék mögött elhelyezett nagy méretű LCD-kijelző könnyen leolvasható és a számos funkció (beleértve a BMI-t is) semmi kívánnivalót sem hagy maga után. Ez a hálózati feszültségről és akkumulátorról egyaránt használható mobil ülőmérleg nélkülözhetetlen mérőeszköz minden kórházban, rehabilitációs központban, ortopédiai osztályon, dialízisközpontban, szanatóriumban. A gyerekkórházban és ott, ahol a gyerekek túlsúlyosak a csecsemőmérleghez. A mérleghez tartozó praktikus seca 471 „zseb” a hálózati adaptert tárolja.



Jellemzők:

- Méréshatár: 300 kg
- Osztás: 20 g < 50 g > 50 g < 150 kg > 100 g
- Funkciók: Automatikus kikapcsolás, TARA, elő-TARA, HOLD, auto-HOLD, BMI, SEND/PRINT
- Adatátvitel: seca 360° vezeték nélküli technológia