

Állítható magasságú masszázstól (Edith)



Műszaki jellemzők:

- Mérete: 205 x 60 cm (70 cm) Megrendelés szerint
- Magasságállítás: 73-82 cm között
- Állítható fejtámla: +30-tól -90 °-ig.

Egyéb jellemzők:

- Nagy stabilitású (6 lábú)
- Terhelhetőség: max. 300 kg!
- Lekerekített élek
- Hordfülek
- Választható műbőrszínek: fehér, homok, türkiz, amazonas, kék
- Hordtáska
- Önsúly 13,5 kg

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: MA14