

Medikai kocsi

2 fiókkal, 1 polccal (rozsdamentes kivitel)



Műszaki jellemzői:

- Ø75 mm átmérőjű önbeálló, ütközőkoronggal ellátott kerekek, melyek közül 2 db fékezhető kivitelű
- 20x20x2 mm-es rozsdamentes acélból hegesztett vázszerkezet
- rozsdamentes acél munkapult, 4 oldalon peremezett kialakítással
- 2 db teljesen kihúzható fiók, melyek belső magassága: 100 mm
- 2 db rozsdamentes alsó acél polc, 4 oldalon peremezett kialakítással
- felső polc magassága: 480 mm
- alsó polc magassága: 120 mm
- polcok terhelhetősége: 15 kg
- rozsdamentes acélból készült tolórúd
- teljes terjedelmében mosható, fertőtleníthető kivitel
- mérete: 700x450x850 mm

Forgalomba hozatal: Gyártói nyilatkozattal

Rendelési szám: MK26

**A kép csak illusztráció!*