


seca 334 – digitális csecsemőmérleg

Az elemmel működő mérleg nagy méretű, könnyen leolvasható LCD-kijelzőjével az innovatív technológiát ötvözi a formatervezett kialakítással. Kis súlya és beépített fogantyúja (a mérleg felakasztására is használható) miatt könnyen szállítható és bárhol gyorsan üzembe helyezhető. A mérlegre szerelhető **seca 232** segítségével a csecsemő hossza azonnal leolvasható.



Jellemzők:

- Méréshatár: 20 kg
- Osztás: 5 g < 10 kg > 10 g
- Funkciók: kikapcsolás, TARA, HOLD
- Kiegészítők: seca 232 csecsemő hosszmérő, seca 419 fejtámla, seca 428 hordtáska,

seca 384 – digitális hitelesített csecsemőmérleg és gyermek-személymérleg egyben III

Két mérleg egyben: a seca 384 első közelítésben egy kényelmes bölcsővel felszerelt csecsemőmérleg. Azonban egy-kettőre 20 kg méréshatárú gyermekmérleggé alakítható. A mérőbölcső és az alaplap, amely taposómérlegként használható, biztonságosan csatlakozik egymáshoz, így a csecsemő mérése is teljesen biztonságos. A mérleg további előnye, hogy az anyatejbevitel-funkcióval (BMIF) egyszerűen megállapítható a szoptott anyatej mennyisége. A robusztus és mégis pehelykönnyű készülék könnyen szállítható, az önmagukért beszélő gombokkal egyszerűen kezelhető.



A bölcső egy gomb-nyomással eltávolítható

Jellemzők:

- Méréshatár: 20 kg
- Osztás: 10 g < 10 kg > 20 g
- Funkciók: TARA, HOLD, BMIF
- Kiegészítők: seca413 hordtáska

