

## Elektroterápiás kezelőágy arckivágással



### Műszaki jellemzői:

- **Formatervezett** masszív faváz, fertőtlenítőszer tűrő bevonattal
- **Fekvőfelülete** fertőtlenítőszer tűrő műbőr bevonattal kárpitozott
- **Fejtámlája** a vízszintestől felfelé ~ 40 ° - ban arettáló mechanikával állítható és arckivágással ellátott

Méretei:	Hossza	1970 mm
	Szélessége	700 mm
	Magassága	750 mm

Terhelhetősége: 180 kg.

**Forgalomba hozatal:** CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: VA12 A