

seca 685 – Digitális hitelesített (III) multifunkciós mérleg

A páciensek biztonsággal mérhetők állva, ülve vagy kerekesszékekben. Nem szükséges plusz teherrel számolni, mivel a kerekesszék tömegét egyszerűen levonja a pre-TARE funkció. Az álló beteget stabil kapaszkodó segíti, az ülő páciens a beépített lehajtható szék, a kerekesszékest pedig a nagyméretű (80 x 35cm) mérőfelület. Különös figyelmet fordítottunk a mérleg könnyű használhatóságára és biztonságára. Megállító kerettel gondoskodik a kerekesszék pozicionálásáról. Mind a páciens, mind az ápoló könnyen le tudja olvasni az ön- és összsúlyt a jól elhelyezett forgatható kijelzőn. Ezen kívül a mérleget praktikus funkcióval is felszerelték, ami ezután is kijelzi a súlyt, miután a páciens már elhagyta a mérleget. A precíz eredményeket a csillapító rendszer, a biztos állást a csúszásgátló gumiborítás és kapaszkodó garantálja. A beépített szállítógörgők a mérleg könnyű helyváltoztatását teszik lehetővé.



- **Terhelhetőség:** 300kg
- **Osztás:** 100g < 200kg > 200g
- **Funkciók:** pre-TARE, TARE, BMI, HOLD, csillapító rendszer, méréstartomány-váltás
- seca470 felhajtóval szállítva
- **Opció:** RS232 csatlakozó seca460