

## SÚLYFÜRDŐ



### Kialakítása:

- A súlyfürdőkészlet elektropolírozott rozsdamentes acélból készülő rehabilitációs eszköz.
- Rögzítése a medencében erre a célra kialakított kezelőtérben rozsdamentes acél kötőelemekkel történik.

### Részei:

- partiszerelvény csőlírával
- függesztő szerelvény, nyaki függesztővel
- hónaljtámaszok, melyek magassága állítható

### Tartozékok:

Párnázott fertőtlenítőszer tűró deréköv súlykészlettel, bokára csatolható súlypántok.

**Forgalomba hozatal:** CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

**Rendelési szám:** FI10

