

Medikai kocsi

**8 fiókkal, billenő fedeles hulladéktárolóval,
infúziótartóval
(rozsdamentes kivitel)**



Műszaki jellemzői:

- 4 db Ø100 mm átmérőjű kerek, melyek közül 2 db fékezhető
- rozsdamentes acél hegesztett vázszerkezet
- oldalai, hátfala ütésálló, fertőtleníthető műanyag
- 3 oldalon peremezett műanyag tető
- formatervezett, lekerekített műanyag fiók előlapok
- 8 db teljesen kihúzható fiók
- egyik oldalon toló fogantyúval, másik oldalon billenő fedeles hulladéktároló
- rozsdamentes infúziótartóval
- könnyen tisztítható, fertőtleníthető kivitel
- mérete: 645x400x850 mm

Forgalomba hozatal: Gyártói nyilatkozattal

Rendelési szám: MK24