

### seca 756 hitelesített állványos mérleg BMI funkcióval

Az első mechanikus állványos mérleg, amely BMI számítással is rendelkezik. Magasságmérővel is rendelhető.

#### Jellemzők:

- Méréshatár: 160 kg
- Osztás: 500 g
- Funkciók: BMI
- Szállítógörgők



### seca 711 mechanikus hitelesített állványos mérleg

220 kg terhelhetőségével ez a mechanikus állványos mérleg rendkívül jól használható a nagy testsúlyú betegek mérésére. Mivel a skálát mindkét oldalra rányomtatták, a beteg és a nővér is leolvashatja egyidejűleg az értéket. A mérleg minőségi kivitele – öntöttvas alap, acél állvány – nagy pontosságot és stabilitást biztosít. A mérlegre a seca 220 magasságmérő is rászerezhető.

#### Jellemzők:

- Méréshatár: 220 kg
- Osztás: 100 g
- Szállítógörgők
- Kiegészítők: seca 220 magasságmérő



### seca 761 mechanikus hitelesített mérleg

#### Jellemzők:

- Méréshatár: 150 kg
- Osztás: 1 kg
- Tömeg: 3,5 kg

